



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	83.9923.943
Descripción del artículo	Tubo de cultivo celular, 12 ml, (LxØ): 99 x 16 mm, fondo redondo, PS, Tratadas para TC, para Cultivos en suspensión o monocapa, estéril, 5 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de célula	Cultivos en suspensión o monocapa
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	12 ml
Tipo de recipiente	Tubo
Tipo de tratamiento de la superficie	Tratadas para TC
Codificar color	rojo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	99 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno (PE)
Color del cierre	rojo

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	5
unidades / caja	1000
unidades / pallet	24000
Profundidad de la caja	428 mm
Ancho de la caja	438 mm
Altura de la caja	372 mm
Volumen de la caja	0.0697 cbm
Peso del producto	0.0067 kg
Peso de la caja	7.5 kg
EAN de la caja interna	4038917154628
EAN de la caja	4038917027885

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

