



Descripción del artículo

Número de pedido	83.1826.001
Descripción del artículo	Filtro previo para jeringa, Filtropur S, membrana: PES, superficie filtrante: 6,2 cm ² , tamaño de poro: 0,2 µm, para la filtración estéril, conexión: Luer-Lock, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster

Características del producto

Ejemplo de aplicación	para la filtración estéril
Filtro	sí
Superficie filtro	6.2 cm ²
Tamaño de poro	0,2
Conexión	Luer-Lock

Dimensiones

Diámetro	33 mm
----------	-------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Filtro previo para jeringa, Filtropur S, PES,
tamaño de poro: 0,2 µm, para la filtración estéril

Página 2

Material y colores

Material del producto	Metacrilato-butadieno-estireno (MBS)
Color del producto	azul
Material de la membrana	Poliétersulfona (PES)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	12000
Profundidad de la caja	375 mm
Ancho de la caja	285 mm
Altura de la caja	530 mm
Volumen de la caja	0.0566 cbm
Peso del producto	0.0042 kg
Peso de la caja	3.1 kg
EAN de la caja interna	4038917133913
EAN de la caja	4038917025256

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT