



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	83.1826.102
Descripción del artículo	Filtro previo para jeringa, Filtropur S plus, prefiltro: FV, membrana: CA, superficie filtrante: 6,2 cm <sup>2</sup> , tamaño de poro: 0,2 µm, para la filtración estéril, conexión: Luer-Lock, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster

### **Características del producto**

Ejemplo de aplicación	para la filtración estéril
Filtro	sí
Superficie filtro	6.2 cm <sup>2</sup>
Tamaño de poro	0,2
Conexión	Luer-Lock

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Diámetro 33 mm

### **Material y colores**

Material del producto Metacrilato-butadieno-estireno (MBS)

Color del producto azul claro

Material de la membrana Acetato de celulosa (CA)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD

Estándar de pureza estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico

Esterilización Irradiación gamma

Apirógeno sí

No citotóxico sí

Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 50

Tipo de embalaje blíster

unidades / caja interna 50

unidades / caja 500

unidades / pallet 12000

Profundidad de la caja 375 mm

Ancho de la caja 285 mm

Altura de la caja 530 mm

Volumen de la caja 0.0566 cbm

Peso del producto 0.0064 kg

Peso de la caja 4.2 kg

EAN de la caja interna 4038917133920

EAN de la caja 4038917025263

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

