



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3940.001
Descripción del artículo	Filtropur V25, Unidad de filtración por vacío, 250 ml, tapón de rosca, membrana: PES, Ø membrana: 90 mm, tamaño de poro: 0,2 µm, para la filtración estéril, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ejemplo de aplicación	para la filtración estéril
Filtro	sí
Superficie filtro	63.6 cm ²
Tamaño de poro	0,2
Conexión	Cono escalonado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen nominal	250 ml
Volumen de filtración	250 ml
Altura del producto	143.9 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Material de la membrana	Poliétersulfona (PES)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	12
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	12
unidades / pallet	288
Profundidad de la caja	521 mm
Ancho de la caja	203 mm
Altura de la caja	381 mm
Volumen de la caja	0.0403 cbm
Peso del producto	0.1376 kg
Peso de la caja	2.72 kg
EAN de la caja interna	4038917411998
EAN de la caja	4038917411981

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

