



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	83.3940.501
Descripción del artículo	Filtropur V25, Unidad de filtración por vacío, 250 ml, tapón de rosca, membrana: PES, Ø membrana: 50 mm, tamaño de poro: 0,22 µm, para la filtración estéril, estéril, apirógeno, no citotóxico, libre de DNasa/Rnasa, 1 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ejemplo de aplicación	para la filtración estéril
Filtro	sí
Superficie filtro	15.16 cm <sup>2</sup>
Tamaño de poro	0,22
Conexión	Cono escalonado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen nominal	250 ml
Volumen de filtración	250 ml
Altura del producto	200 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material de la membrana	Poliétersulfona (PES)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno, no citotóxico, libre de DNasa/Rnasa
Esterilización	Irradiación con electrones
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	12
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	12
unidades / pallet	420
Profundidad de la caja	433 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	236 mm
Volumen de la caja	0.0366 cbm
Peso del producto	0.107 kg
Peso de la caja	2.72 kg
EAN de la caja interna	4038917969215
EAN de la caja	4038917969222

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

