



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	83.3940.511
Descripción del artículo	Filtropur BT 25, Filtro superior de botella, para tapón de rosca 45mm, 250 ml, membrana: PES, Ø membrana: 50 mm, tamaño de poro: 0,22 µm, para la filtración estéril, estéril, apirógeno, no citotóxico, libre de DNasa/Rnasa, 1 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	sí
Ejemplo de aplicación	para la filtración estéril
Indicado para	tapón de rosca 45mm
Filtro	sí
Superficie filtro	15.16 cm <sup>2</sup>
Tamaño de poro	0,22
Conexión	Cono escalonado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen nominal	250 ml
Volumen de filtración	250 ml
Altura del producto	11.35 cm

### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de la membrana	Poliétersulfona (PES)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno, no citotóxico, libre de DNasa/Rnasa
Esterilización	Irradiación con electrones
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	24
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	24
unidades / pallet	840
Profundidad de la caja	433 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	236 mm
Volumen de la caja	0.0366 cbm
Peso del producto	0.0565 kg
Peso de la caja	2.8 kg
EAN de la caja interna	4038917969406
EAN de la caja	4038917969512

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

