



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	83.3941.102
Descripción del artículo	Filtropur BT 50, Filtro superior de botella, para tapón de rosca 45mm, 500 ml, membrana: PES, Ø membrana: 90 mm, tamaño de poro: 0,1 µm, para eliminar micoplasmas, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	sí
Ejemplo de aplicación	para eliminar micoplasmas
Indicado para	tapón de rosca 45mm
Filtro	sí
Superficie filtro	63.6 cm <sup>2</sup>
Tamaño de poro	0,1
Conexión	Cono escalonado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen nominal	500 ml
Volumen de filtración	500 ml
Altura del producto	10.61 cm

### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de la membrana	Poliétersulfona (PES)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	24
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	24
unidades / pallet	576
Profundidad de la caja	521 mm
Ancho de la caja	267 mm
Altura de la caja	381 mm
Volumen de la caja	0.0529 cbm
Peso del producto	0.082 kg
Peso de la caja	3.49 kg
EAN de la caja interna	4038917412292
EAN de la caja	4038917412285

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

