



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3941.502
Descripción del artículo	Filtropur V50, Unidad de filtración por vacío, 500 ml, tapón de rosca, membrana: PES, Ø membrana: 75 mm, tamaño de poro: 0,1 µm, para eliminar micoplasmas, estéril, apirógeno, no citotóxico, libre de DNasa/Rnasa, 1 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ejemplo de aplicación	para eliminar micoplasmas
Filtro	sí
Superficie filtro	38.04 cm ²
Tamaño de poro	0,1
Conexión	Cono escalonado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen nominal	500 ml
Volumen de filtración	500 ml
Altura del producto	24.6 cm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material de la membrana	Poliétersulfona (PES)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno, no citotóxico, libre de DNasa/Rnasa
Esterilización	Irradiación con electrones
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	12
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	12
unidades / pallet	288
Profundidad de la caja	508 mm
Ancho de la caja	391 mm
Altura de la caja	285 mm
Volumen de la caja	0.0566 cbm
Peso del producto	0.1724 kg
Peso de la caja	3.8 kg
EAN de la caja interna	4038917969628
EAN de la caja	4038917969635

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

