



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3941.505
Descripción del artículo	Recipiente de recogida, para Filtropur BT 50, 500 ml, tapón de rosca, cierre montado, estéril, apirógeno, no citotóxico, libre de DNasa/Rnasa, 1 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	Filtropur BT 50
Volumen de trabajo	500 ml
Tipo de recipiente	frasco
Filtro	no

Dimensiones

Volumen nominal	500 ml
Volumen de filtración	500 ml
Altura del producto	13.93 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno, no citotóxico, libre de DNasa/Rnasa
Esterilización	Irradiación con electrones
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	24
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	24
unidades / pallet	576
Profundidad de la caja	512 mm
Ancho de la caja	391 mm
Altura de la caja	329 mm
Volumen de la caja	0.0659 cbm
Peso del producto	0.0096 kg
Peso de la caja	2.14 kg
EAN de la caja interna	4038917968911
EAN de la caja	4038917968928

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

