



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3942
Descripción del artículo	Filtropur V100, Unidad de filtración por vacío, 1.000 ml, tapón de rosca, membrana: PES, Ø membrana: 90 mm, tamaño de poro: 0,45 µm, para la clarificación por filtración, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ejemplo de aplicación	para la clarificación por filtración
Filtro	sí
Superficie filtro	63.6 cm ²
Tamaño de poro	0,45
Conexión	Cono escalonado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen nominal	1.000.00 ml
Volumen de filtración	1000 ml
Altura del producto	28.33 cm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Material de la membrana	Poliétersulfona (PES)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	12
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	12
unidades / pallet	144
Profundidad de la caja	572 mm
Ancho de la caja	343 mm
Altura de la caja	439 mm
Volumen de la caja	0.0861 cbm
Peso del producto	0.2593 kg
Peso de la caja	4.72 kg
EAN de la caja interna	4038917412117
EAN de la caja	4038917412100

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

