



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3942.005
Descripción del artículo	Recipiente de recogida, para Filtropur BT 100, 1.000 ml, tapón de rosca, cierre montado, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	Filtropur BT 100
Volumen de trabajo	1.000 ml
Tipo de recipiente	frasco
Filtro	no

Dimensiones

Volumen nominal	1.000.00 ml
Volumen de filtración	1000 ml
Altura del producto	15.04 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	24
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	24
unidades / pallet	288
Profundidad de la caja	572 mm
Ancho de la caja	343 mm
Altura de la caja	439 mm
Volumen de la caja	0.0861 cbm
Peso del producto	0.1151 kg
Peso de la caja	5.31 kg
EAN de la caja interna	4038917412445
EAN de la caja	4038917412438

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

