



### Descripción del artículo

Número de pedido	83.3942.100
Descripción del artículo	Filtropur BT 100, Filtro superior de botella, para tapón de rosca 45mm, 1.000 ml, membrana: PES, Ø membrana: 90 mm, tamaño de poro: 0,45 µm, para la clarificación por filtración, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/bolsa

### Características del producto

Graduación	sí
Ejemplo de aplicación	para la clarificación por filtración
Indicado para	tapón de rosca 45mm
Filtro	sí
Superficie filtro	63.6 cm <sup>2</sup>
Tamaño de poro	0,45
Conexión	Cono escalonado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen nominal	1.000.00 ml
Volumen de filtración	1000 ml
Altura del producto	15.27 cm

### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de la membrana	Poliétersulfona (PES)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	24
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	24
unidades / pallet	288
Profundidad de la caja	572 mm
Ancho de la caja	343 mm
Altura de la caja	439 mm
Volumen de la caja	0.0861 cbm
Peso del producto	0.1305 kg
Peso de la caja	5.08 kg
EAN de la caja interna	4038917412322
EAN de la caja	4038917412315

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

