



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 83.3944 |
| Descripción del artículo | Unidad de filtración a presión, Filtropur L 0.2 S, prefiltro: FV, membrana: PES, superficie filtrante: 20 cm ² , tamaño de poro: 0,2 µm, para la filtración estéril, conexión: Conector de tubo, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Ejemplo de aplicación | para la filtración estéril |
| Filtro | sí |
| Superficie filtro | 20 cm ² |
| Tamaño de poro | 0,2 |
| Conexión | Conector de tubo |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen de filtración 10000 ml

Material y colores

Material del producto Policarbonato (PC)
Material de la membrana Poliétersulfona (PES)

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización Esterilización por gas
No citotóxico sí
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 10
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 10
unidades / caja 50
unidades / pallet 400
Profundidad caja interior 352 mm
Ancho de la caja interior 155 mm
Altura de la caja interior 123 mm
Profundidad de la caja 530 mm
Ancho de la caja 370 mm
Altura de la caja 280 mm
Volumen de la caja 0.0549 cbm
Peso del producto 0.025 kg
Peso de la caja 4.24 kg
EAN de la caja interna 4038917926225
EAN de la caja 4038917926232

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

