




Especificaciones del producto
lumox® multiwell, Placa de cultivo celular, con fondo de lámina, 96 pocillo, 4 unidades

Página 1



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 94.6000.024 |
| Descripción del artículo | lumox® multiwell, Placa de cultivo celular, con fondo de lámina, 96 pocillo, marco: negra, marco: PS, para células adherentes, fondo plano, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster |

Características del producto

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tipo de cierre | tapa superior encajada |
| Versión | con fondo de lámina |
| Tipo de célula | células adherentes |
| Forma del fondo | fondo plano |
| Número de pocillos | 96 |
| Superficie crecimiento | 0.34 cm ² |
| Volumen de trabajo | 25 µl - 340 µl |
| Tipo de recipiente | Placa |
| Codificar color | rojo |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
lumox® multiwell, Placa de cultivo celular, con fondo de lámina, 96 pocillo, 4 unidades

Página 2

Dimensiones

| | |
|-----------------------|-----------|
| Ancho del producto | 85.48 mm |
| Altura del producto | 17.2 mm |
| Longitud del producto | 127.76 mm |

Material y colores

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Material del producto | lumox® |
| Material del marco | Poliestireno (PS) |
| Color del marco | negra |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|--|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Estándar de pureza | estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico |
| Esterilización | Irradiación con electrones |
| Apirógeno | sí |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 4 |
| Tipo de embalaje | blíster |
| unidades / caja interna | 4 |
| unidades / caja | 16 |
| unidades / pallet | 1024 |
| Profundidad de la caja | 268 mm |
| Ancho de la caja | 191 mm |
| Altura de la caja | 100 mm |
| Volumen de la caja | 0.0051 cbm |
| Peso del producto | 0.0609 kg |
| Peso de la caja | 1.86 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917254601 |
| EAN de la caja | 4038917254595 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT