



Especificaciones del producto
**Hisopo forense, redondo, en el tubo con
membrana de ventilación, ISO 18385, 93 mm,
viscosa**

Página 1



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 80.629 |
| Descripción del artículo | Hisopo forense, redondo, en el tubo con membrana de ventilación, con etiqueta de papel, tratado con óxido de etileno, ISO 18385, secado pasivo, longitud de la varilla: 93 mm, material de la varilla: PS, cabeza de torunda redondo, material de la torunda: viscosa, tubo: PP, 1 unidades/blíster |

Características del producto

| | |
|----------------------|---|
| Etiqueta/ Impresión | con etiqueta de papel |
| Tapón | Tapón de rosca con soporte para bastoncillos de algodón |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Versión | en el tubo con membrana de ventilación |
| Ámbito de aplicación | Extracción de muestras forenses |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
**Hisopo forense, redondo, en el tubo con
membrana de ventilación, ISO 18385, 93 mm,
viscosa**

Página 2

Dimensiones

| | |
|-----------------------------|----------|
| Ancho del producto | 18 mm |
| Longitud del producto | 107 mm |
| Longitud incluido el tapón | 106.8 mm |
| Longitud sin tapón | 90 mm |
| Longitud con tapón y émbolo | 94 mm |
| Longitud de la varilla | 93 mm |

Material y colores

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Color del producto | multicolor |
| Material de cierre | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre | neutro |
| Material de la torunda | viscosa |
| Material de la varilla | Poliestireno (PS) |
| Material del tubo | Polipropileno (PP) |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Cumple el requisito | ISO 18385 |
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Estándar de pureza | tratado con óxido de etileno |
| Esterilización | Esterilización por gas |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|----------------------------|------------|
| Pedido mínimo | 800 |
| Tipo de embalaje | blíster |
| unidades / caja interna | 100 |
| unidades / caja | 800 |
| unidades / pallet | 20000 |
| Profundidad caja interior | 211 mm |
| Ancho de la caja interior | 151 mm |
| Altura de la caja interior | 171 mm |
| Profundidad de la caja | 437 mm |
| Ancho de la caja | 363 mm |
| Altura de la caja | 335 mm |
| Volumen de la caja | 0.0531 cbm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Hisopo forense, redondo, en el tubo con
membrana de ventilación, ISO 18385, 93 mm,
viscosa

Página 3

| | |
|------------------------|---------------|
| Peso del producto | 0.0067 kg |
| Peso de la caja | 7.43 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917264686 |
| EAN de la caja | 4038917428934 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT