



**Especificaciones del producto**  
**Hisopo forense, redondo, en el tubo con  
membrana de ventilación, ISO 18385, 95 mm,  
algodón**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	80.629.001
Descripción del artículo	Hisopo forense, redondo, en el tubo con membrana de ventilación, con etiqueta de papel, tratado con óxido de etileno, ISO 18385, secado pasivo, longitud de la varilla: 95 mm, material de la varilla: madera, cabeza de torunda redondo, material de la torunda: algodón, tubo: PP, blíster sin aluminio, 1 unidades/blíster

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Versión	en el tubo con membrana de ventilación
Ámbito de aplicación	Extracción de muestras forenses

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-09-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Hisopo forense, redondo, en el tubo con  
membrana de ventilación, ISO 18385, 95 mm,  
algodón**

**Página 2**

### **Dimensiones**

Diámetro	15.35 mm
Ancho del producto	18.05 mm
Altura del producto	106.8 mm
Longitud del producto	107 mm
Longitud incluido el tapón	97.6 µm
Longitud sin tapón	106 mm
Longitud con tapón y émbolo	106.8 µm
Longitud de la varilla	95 mm

### **Material y colores**

Color del producto	multicolor
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	blanco
Material de la torunda	algodón
Material de la varilla	madera
Material del tubo	Polipropileno (PP)

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	ISO 18385
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	tratado con óxido de etileno
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	800
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	100
unidades / caja	800
unidades / pallet	20000
Profundidad caja interior	211 mm
Ancho de la caja interior	151 mm
Altura de la caja interior	171 mm
Profundidad de la caja	437 mm
Ancho de la caja	363 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-09-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Hisopo forense, redondo, en el tubo con**  
**membrana de ventilación, ISO 18385, 95 mm,**  
**algodón**

**Página 3**

Altura de la caja	335 mm
Volumen de la caja	0.0531 cbm
Peso del producto	0.0065 kg
Peso de la caja	7.29 kg
EAN de la caja interna	4038917276887
EAN de la caja	4038917428941

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-09-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**