



Descripción del artículo

Número de pedido 95.1760.100
Descripción del artículo Pata de goma, para cajas de puntas de pipeta, gris

Características del producto

Indicado para cajas de puntas de pipeta

Material y colores

Material del producto Elastómero termoplástico (TPE)
Color del producto gris

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 25
unidades / caja interna 25
unidades / caja 2000
unidades / pallet 648000
Profundidad de la caja 268 mm
Ancho de la caja 191 mm
Altura de la caja 100 mm
Volumen de la caja 0.0051 cbm
Peso del producto 0.0001 kg
Peso de la caja 0.45 kg
EAN de la caja interna 4038917522670
EAN de la caja 4038917522663

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

