




Especificaciones del producto
Pipeta de transferencia, 3,5 ml, (LxAn): 155 x 15 mm, LD-PE, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1171.001
Descripción del artículo	Pipeta de transferencia, volumen nominal: 3,5 ml, (LxAn): 155 x 15 mm, material: LD-PE, transparente, tamaño de gota: 35 µl - 55 µl, escala inyectada hasta 3 ml, estéril, 1 unidades/blíster

Características del producto

Graduación	sí
------------	----

Dimensiones

Volumen nominal	3.5 ml
Ancho del producto	15 mm
Longitud del producto	155 mm
Tamaño de gota	35 µl - 55 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Pipeta de transferencia, 3,5 ml, (LxAn): 155 x 15 mm, LD-PE, transparente

Página 2

Material y colores

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril
Esterilización Esterilización por gas
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 840
Tipo de embalaje blíster
unidades / caja interna 42
unidades / caja 840
unidades / pallet 30240
Profundidad de la caja 578 mm
Ancho de la caja 368 mm
Altura de la caja 195 mm
Volumen de la caja 0.0415 cbm
Peso del producto 0.0015 kg
Peso de la caja 2.6 kg
EAN de la caja interna 4038917126267
EAN de la caja 4038917020541

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT