




Especificaciones del producto
Pipeta de transferencia, 3,5 ml, (LxAn): 156 x 12,5 mm, LD-PE, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1172.010
Descripción del artículo	Pipeta de transferencia, volumen nominal: 3,5 ml, (LxAn): 156 x 12,5 mm, material: LD-PE, transparente, tamaño de gota: 30 µl - 45 µl, escala inyectada hasta 1 ml, estéril, 10 unidades/blíster

Características del producto

Graduación	sí
------------	----

Dimensiones

Volumen nominal	3.5 ml
Ancho del producto	12.5 mm
Longitud del producto	156 mm
Tamaño de gota	30 µl - 45 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Pipeta de transferencia, 3,5 ml, (LxAn): 156 x 12,5 mm, LD-PE, transparente

Página 2

Material y colores

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril
Esterilización Esterilización por gas
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1200
Tipo de embalaje blíster
unidades / caja interna 300
unidades / caja 1200
unidades / pallet 33600
Profundidad caja interior 261 mm
Ancho de la caja interior 161 mm
Altura de la caja interior 231 mm
Profundidad de la caja 533 mm
Ancho de la caja 333 mm
Altura de la caja 250 mm
Volumen de la caja 0.0444 cbm
Peso del producto 0.0013 kg
Peso de la caja 2.79 kg
EAN de la caja interna 4038917353151
EAN de la caja 4038917353120

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT