




Especificaciones del producto
Pipeta de transferencia, 3,5 ml, (LxAn): 155 x 12,5 mm, LD-PE, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1173
Descripción del artículo	Pipeta de transferencia, volumen nominal: 3,5 ml, (LxAn): 155 x 12,5 mm, material: LD-PE, transparente, tamaño de gota: 30 µl - 45 µl, 500 unidades/caja

Características del producto

Graduación	no
------------	----

Dimensiones

Volumen nominal	3.5 ml
Ancho del producto	12.5 mm
Longitud del producto	155 mm
Tamaño de gota	30 µl - 45 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Material y colores

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	56000
Profundidad caja interior	261 mm
Ancho de la caja interior	161 mm
Altura de la caja interior	231 mm
Profundidad de la caja	533 mm
Ancho de la caja	333 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0444 cbm
Peso del producto	0.0009 kg
Peso de la caja	2.72 kg
EAN de la caja interna	4038917085595
EAN de la caja	4038917004237

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

