




Especificaciones del producto
Pipeta de transferencia, 6 ml, (LxAn): 146 x 15 mm, LD-PE, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 86.1175.020
Descripción del artículo Pipeta de transferencia, volumen nominal: 6 ml, (LxAn): 146 x 15 mm, material: LD-PE, transparente, tamaño de gota: 20 µl - 30 µl, estéril, 20 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación no

Dimensiones

Volumen nominal 6 ml
Ancho del producto 15 mm
Longitud del producto 146 mm
Tamaño de gota 20 µl - 30 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Pipeta de transferencia, 6 ml, (LxAn): 146 x 15 mm, LD-PE, transparente

Página 2

Material y colores

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 3200
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 400
unidades / caja 3200
unidades / pallet 3200
Volumen de la caja 0.1309 cbm
Peso del producto 0.0022 kg
Peso de la caja 8.64 kg
EAN de la caja interna 4038917318433
EAN de la caja 4038917318426

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT