



Especificaciones del producto
Pipeta de transferencia, 1 ml, (LxAn): 87 x 10 mm,
LD-PE, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1179.300
Descripción del artículo	Pipeta de transferencia, volumen nominal: 1 ml, (LxAn): 87 x 10 mm, material: LD-PE, transparente, tamaño de gota: 30 µl - 45 µl, 500 unidades/caja

Características del producto

Graduación	no
------------	----

Dimensiones

Volumen nominal	1 ml
Ancho del producto	10 mm
Longitud del producto	87 mm
Tamaño de gota	30 µl - 45 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Pipeta de transferencia, 1 ml, (LxAn): 87 x 10 mm,
LD-PE, transparente

Página 2

Material y colores

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 500
unidades / caja 4000
unidades / pallet 234000
Volumen de la caja 0.041 cbm
Peso del producto 0.001 kg
Peso de la caja 4.55 kg
EAN de la caja interna 4038917378598
EAN de la caja 4038917378581

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT