




Especificaciones del producto
Pipeta de transferencia, 1 ml, (LxAn): 104 x 10 mm, LD-PE, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 86.1180
Descripción del artículo Pipeta de transferencia, volumen nominal: 1 ml, (LxAn): 104 x 10 mm, material: LD-PE, transparente, tamaño de gota: 17 µl - 22 µl, 750 unidades/caja

Características del producto

Graduación no

Dimensiones

Volumen nominal 1 ml
Ancho del producto 10 mm
Longitud del producto 104 mm
Tamaño de gota 17 µl - 22 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Pipeta de transferencia, 1 ml, (LxAn): 104 x 10 mm, LD-PE, transparente

Página 2

Material y colores

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 3000
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 750
unidades / caja 3000
unidades / pallet 252000
Profundidad caja interior 261 mm
Ancho de la caja interior 126 mm
Altura de la caja interior 121 mm
Profundidad de la caja 533 mm
Ancho de la caja 263 mm
Altura de la caja 140 mm
Volumen de la caja 0.0196 cbm
Peso del producto 0.0005 kg
Peso de la caja 2.07 kg
EAN de la caja interna 4038917085649
EAN de la caja 4038917004282

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT