


# Especificaciones del producto Pipeta serológica, con punta, con algodón, 2 ml, estéril, 25 unidades/bolsa

Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido 86.1252.025

Descripción del artículo Pipeta serológica, con punta, con algodón, 2 ml, color de la

codificación: verde, material: PS, estéril, 25 unidades/bolsa

## Características del producto

Etiqueta/ Impresión con graduación impresa

Color impresión/etiqueta verde/negro

Graduación sí

Versión con punta, con algodón

Volumen de trabajo 0,2 ml - 2,5 ml

Codificar color verde

#### **Dimensiones**

Volumen nominal 2 ml
Diámetro 6 mm
Longitud del producto 270 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





# Especificaciones del producto Pipeta serológica, con punta, con algodón, 2 ml, estéril, 25 unidades/bolsa

Página 2

### Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Estándar de pureza estéril

Esterilización Irradiación gamma

Con lotes sí

#### Presentación

Pedido mínimo 1000 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 25 unidades / caja 1000 81000 unidades / pallet Profundidad de la caja 413 mm Ancho de la caja 250 mm Altura de la caja 195 mm Volumen de la caja 0.0201 cbm Peso del producto 0.0036 kg Peso de la caja 4.21 kg

EAN de la caja interna 4038917127219 EAN de la caja 4038917021098

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

