



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	86.1686.025
Descripción del artículo	Pipeta de Demeter, con punta, con algodón, 1,1 ml, material: PS, estéril, 25 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Etiqueta/ Impresión	con graduación impresa
Color impresión/etiqueta	negra
Graduación	sí
Versión	con punta, con algodón
Volumen de trabajo	0,5 ml - 1,1 ml

### **Dimensiones**

Volumen nominal	1.1 ml
Diámetro	4 mm
Longitud del producto	270 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Pipeta de Demeter, con punta, con algodón, 1,1 ml, estéril, 25 unidades/bolsa**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto Poliestireno (PS)  
Color del producto transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación gamma  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 1000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 25  
unidades / caja 1000  
unidades / pallet 108000  
Profundidad de la caja 413 mm  
Ancho de la caja 250 mm  
Altura de la caja 150 mm  
Volumen de la caja 0.0155 cbm  
Peso del producto 0.0033 kg  
Peso de la caja 3.94 kg  
EAN de la caja interna 4038917133043  
EAN de la caja 4038917024662

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**