




Especificaciones del producto
Pipeta de Demeter, sin punta, con algodón, 1,1 ml, estéril, 25 unidades/bolsa

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1686.225
Descripción del artículo	Pipeta de Demeter, sin punta, con algodón, 1,1 ml, material: PS, estéril, 25 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con graduación impresa
Color impresión/etiqueta	negra
Graduación	sí
Versión	sin punta, con algodón
Volumen de trabajo	0,5 ml - 1,1 ml

Dimensiones

Volumen nominal	1.1 ml
Diámetro	4 mm
Longitud del producto	270 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Pipeta de Demeter, sin punta, con algodón, 1,1 ml, estéril, 25 unidades/bolsa

Página 2

Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación gamma
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 25
unidades / caja 1000
unidades / pallet 108000
Profundidad de la caja 413 mm
Ancho de la caja 250 mm
Altura de la caja 150 mm
Volumen de la caja 0.0155 cbm
Peso del producto 0.0034 kg
Peso de la caja 4.04 kg
EAN de la caja interna 4038917133050
EAN de la caja 4038917024679

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT