




Especificaciones del producto
**Pipeta serológica, sin punta, con algodón, 10 ml,
estéril, 10 unidades/bolsa**

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1688.010
Descripción del artículo	Pipeta serológica, sin punta, con algodón, 10 ml, material: PS, estéril, 10 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con graduación impresa
Color impresión/etiqueta	negra
Graduación	sí
Versión	sin punta, con algodón
Volumen de trabajo	1 ml - 10 ml

Dimensiones

Volumen nominal	10 ml
Diámetro	10 mm
Longitud del producto	335 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
**Pipeta serológica, sin punta, con algodón, 10 ml,
estéril, 10 unidades/bolsa**

Página 2

Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación gamma
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 10
unidades / caja 500
unidades / pallet 27000
Profundidad de la caja 413 mm
Ancho de la caja 250 mm
Altura de la caja 270 mm
Volumen de la caja 0.0279 cbm
Peso del producto 0.0085 kg
Peso de la caja 4.97 kg
EAN de la caja interna 4038917133081
EAN de la caja 4038917024693

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT