



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	90.3100.000
Descripción del artículo	Sarpette® M, 1 canal, variable, 100 µl - 1.000 µl, azul, 1 unidades/caja

### **Características del producto**

Volumen de trabajo	100 µl - 1.000 µl
Codificar color	azul
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### **Material y colores**

Color del producto	gris
--------------------	------

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Presentación**

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	1
Profundidad caja interior	315 mm
Ancho de la caja interior	90 mm
Altura de la caja interior	30 mm
Peso del producto	0.088 kg
EAN de la caja interna	4038917937061
EAN de la caja	4038917937078

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

