



Descripción del artículo

Número de pedido	90.3100.002
Descripción del artículo	Sarpette® M, 1 canal, variable, 0,1 µl - 2 µl, gris, 1 unidades/caja

Características del producto

Volumen de trabajo	0,1 µl - 2 µl
Codificar color	gris
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Material y colores

Color del producto	gris
--------------------	------

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	1
Profundidad caja interior	315 mm
Ancho de la caja interior	90 mm
Altura de la caja interior	30 mm
Peso del producto	0.088 kg
EAN de la caja interna	4038917934657
EAN de la caja	4038917934664

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

