



Especificaciones del producto
Sarpette® M, 1 canal, variable, 10 µl - 100 µl,
amarillo, 1 unidades/caja

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	90.3100.100
Descripción del artículo	Sarpette® M, 1 canal, variable, 10 µl - 100 µl, amarillo, 1 unidades/caja

Características del producto

Volumen de trabajo	10 µl - 100 µl
Codificar color	amarillo
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Material y colores

Color del producto	gris
--------------------	------

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Sarpette® M, 1 canal, variable, 10 µl - 100 µl,
amarillo, 1 unidades/caja

Página 2

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	1
Profundidad caja interior	315 mm
Ancho de la caja interior	90 mm
Altura de la caja interior	30 mm
Peso del producto	0.088 kg
EAN de la caja interna	4038917936958
EAN de la caja	4038917936965

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT