



Especificaciones del producto
Sarpette® M, 1 canal, variable, 0,5 ml - 5 ml,
violeta, 1 unidades/caja

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	90.3100.555
Descripción del artículo	Sarpette® M, 1 canal, variable, 0,5 ml - 5 ml, violeta, 1 unidades/caja

Características del producto

Volumen de trabajo	0,5 ml - 5 ml
Codificar color	violeta
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Material y colores

Color del producto	gris
--------------------	------

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Sarpette® M, 1 canal, variable, 0,5 ml - 5 ml,
violeta, 1 unidades/caja

Página 2

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	1
Profundidad caja interior	246 mm
Ancho de la caja interior	88 mm
Altura de la caja interior	45 mm
Peso del producto	0.088 kg
EAN de la caja interna	4038917937146
EAN de la caja	4038917937153

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT