



Especificaciones del producto
Sarpette® M, 8 canales, variable, 0,5 µl - 10 µl,
gris, 1 unidades/caja

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 90.3108.010
Descripción del artículo Sarpette® M, 8 canales, variable, 0,5 µl - 10 µl, gris, 1 unidades/caja

Características del producto

Volumen de trabajo 0,5 µl - 10 µl
Codificar color gris
Autoclavable (máx. °C) 121 °C

Material y colores

Color del producto gris

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	1
Profundidad caja interior	288 mm
Ancho de la caja interior	150 mm
Altura de la caja interior	28 mm
Peso del producto	0.155 kg
EAN de la caja interna	4038917937276
EAN de la caja	4038917937283

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

