



### Descripción del artículo

Número de pedido	90.3108.300
Descripción del artículo	Sarpette® M, 8 canales, variable, 30 µl - 300 µl, naranja, 1 unidades/caja

### Características del producto

Volumen de trabajo	30 µl - 300 µl
Codificar color	naranja
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### Material y colores

Color del producto	gris
--------------------	------

### Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Presentación**

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	1
Profundidad caja interior	288 mm
Ancho de la caja interior	150 mm
Altura de la caja interior	28 mm
Peso del producto	0.165 kg
EAN de la caja interna	4038917937436
EAN de la caja	4038917937443

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

