



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	90.3112.010
Descripción del artículo	Sarpette® M, 12 canales, variable, 0,5 µl - 10 µl, gris, 1 unidades/caja

### **Características del producto**

Volumen de trabajo	0,5 µl - 10 µl
Codificar color	gris
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### **Material y colores**

Color del producto	gris
--------------------	------

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Presentación**

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	1
Profundidad caja interior	288 mm
Ancho de la caja interior	150 mm
Altura de la caja interior	28 mm
Peso del producto	0.185 kg
EAN de la caja interna	4038917937610
EAN de la caja	4038917937627

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

