



**Especificaciones del producto**  
**Pipeteador, Giratorio, capacidad de almacenamiento: 6, para Pipetas monocanal hasta 1000 µl, 1 unidades/caja**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	95.1760.200
Descripción del artículo	Pipeteador, Giratorio, capacidad de almacenamiento: 6, para Pipetas monocanal hasta 1000 µl, 1 unidades/caja

### Características del producto

Indicado para	Pipetas monocanal hasta 1000 µl
Capacidad de almacenamiento	6

### Material y colores

Color del producto	blanco/rojo
--------------------	-------------

### Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Pipeteador, Giratorio, capacidad de almacenamiento: 6, para Pipetas monocanal hasta 1000 µl, 1 unidades/caja**

**Página 2**

**Presentación**

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	4
unidades / pallet	144
Profundidad caja interior	230 mm
Ancho de la caja interior	150 mm
Altura de la caja interior	150 mm
Profundidad de la caja	360 mm
Ancho de la caja	330 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0297 cbm
Peso del producto	0.68 kg
Peso de la caja	3.16 kg
EAN de la caja interna	4038917937863
EAN de la caja	4038917937870

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**