



Descripción del artículo

Número de pedido	70.1183.001
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 5 ml, transparente, anillos de nivel de llenado, adecuada para Gilson, 250 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Indicado para	Gilson
Volumen de trabajo	5 ml
Filtro	no
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Volumen máx.	5 ml
Longitud del producto	123 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Punta de pipeta, 5 ml, transparente, 250
unidades/bolsa

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 2500
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 250
unidades / caja 2500
unidades / pallet 25000
Profundidad de la caja 298 mm
Ancho de la caja 464 mm
Altura de la caja 698 mm
Volumen de la caja 0.0966 cbm
Peso del producto 0.0026 kg
Peso de la caja 7.3 kg
EAN de la caja interna 4038917126441
EAN de la caja 4038917574587

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT