



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	70.1186.410
Descripción del artículo	Punta con filtro, volumen de trabajo: 1.250 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, PCR Performance Tested, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson y Brand y modelos de similares características, 384 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	sí
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson y Brand y modelos de similares características
Volumen de trabajo	1.250 µl
Filtro	sí
Codificar color	azul

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Punta con filtro, 1.250 µl, transparente, PCR**  
**Performance Tested, 384 unidades/bolsa**

**Página 2**

**Dimensiones**

Volumen máx.	1250 µl
Longitud del producto	103 mm

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material del filtro	Polietileno (PE)

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	3840
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	384
unidades / caja	3840
unidades / pallet	134400
Profundidad de la caja	343 mm
Ancho de la caja	248 mm
Altura de la caja	438 mm
Volumen de la caja	0.0373 cbm
Peso del producto	0.0011 kg
Peso de la caja	4.82 kg
EAN de la caja interna	4038917126502
EAN de la caja	4038917080361

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**