



Descripción del artículo

Número de pedido	70.1187.002
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 10 ml, azul, anillos de nivel de llenado, adecuada para Sarpette® M, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Indicado para	Sarpette® M
Volumen de trabajo	10 ml
Filtro	no
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Volumen máx.	10 ml
Longitud del producto	144 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto azul

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 100
unidades / caja 1000
unidades / pallet 20000
Profundidad de la caja 457 mm
Ancho de la caja 381 mm
Altura de la caja 269 mm
Volumen de la caja 0.0468 cbm
Peso del producto 0.0048 kg
Peso de la caja 5.4 kg
EAN de la caja interna 4038917951531
EAN de la caja 4038917951548

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

