



Descripción del artículo

Número de pedido	70.1187.102
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 10 ml, azul, anillos de nivel de llenado, adecuada para Sarpette® M, 25 unidades/caja

Características del producto

Graduación	sí
Indicado para	Sarpette® M
Volumen de trabajo	10 ml
Filtro	no
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Volumen máx.	10 ml
Longitud del producto	144 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto azul

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 250
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 25
unidades / caja 250
unidades / pallet 7500
Profundidad de la caja 603 mm
Ancho de la caja 303 mm
Altura de la caja 152 mm
Volumen de la caja 0.0278 cbm
Peso del producto 0.0128 kg
Peso de la caja 3.6 kg
EAN de la caja interna 4038917951494
EAN de la caja 4038917951500

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

