



Descripción del artículo

Número de pedido	70.1193.150
Descripción del artículo	Punta con filtro, volumen de trabajo: 1.000 µl, negra, adecuada para aplicación en aparatos SARSTEDT IVARO AP, 480 unidades/blíster

Características del producto

Indicado para	aplicación en aparatos SARSTEDT IVARO AP
Volumen de trabajo	1.000 µl
Filtro	sí

Dimensiones

Volumen máx.	1000 µl
Longitud del producto	95 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	negra

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	Proveedor CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	3840
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	3840
unidades / caja	3840
unidades / pallet	61440
Profundidad de la caja	563 mm
Ancho de la caja	343 mm
Altura de la caja	500 mm
Volumen de la caja	0.0966 cbm
Peso del producto	0.0013 kg
Peso de la caja	7.9 kg
EAN de la caja interna	4038917434768

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Punta con filtro, 1.000 µl, negra, 480
unidades/blíster

Página 2

EAN de la caja

4038917434751

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT