



Descripción del artículo

Número de pedido	70.3010.305
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 10 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, Biosphere® plus, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette y Brand y modelos de similares características, 96 unidades/SingleRefill

Características del producto

Graduación	sí
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette y Brand y modelos de similares características
Volumen de trabajo	10 µl
Filtro	no
Codificar color	gris
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen máx.	10 µl
Longitud del producto	31 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	Biosphere® plus
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1920
Tipo de embalaje	SingleRefill
unidades / caja interna	480
unidades / caja	1920
unidades / pallet	115200
Profundidad caja interior	291 mm
Ancho de la caja interior	105 mm
Altura de la caja interior	148 mm
Profundidad de la caja	437 mm
Ancho de la caja	307 mm
Altura de la caja	170 mm
Volumen de la caja	0.0228 cbm
Peso del producto	0.0006 kg
Peso de la caja	5.16 kg
EAN de la caja interna	4038917894951
EAN de la caja	4038917894968

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

