



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	70.3010.365
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 2,5 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, Biosphere® plus, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette y Brand y modelos de similares características, 96 unidades/SingleRefill

### **Características del producto**

Graduación	sí
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette y Brand y modelos de similares características
Volumen de trabajo	2,5 µl
Filtro	sí
Codificar color	gris

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen máx.	2.5 µl
Longitud del producto	31 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material del filtro	Polietileno (PE)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	Biosphere® plus
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1920
Tipo de embalaje	SingleRefill
unidades / caja interna	480
unidades / caja	1920
unidades / pallet	115200
Profundidad caja interior	530 mm
Ancho de la caja interior	111 mm
Altura de la caja interior	148 mm
Profundidad de la caja	547 mm
Ancho de la caja	325 mm
Altura de la caja	245 mm
Volumen de la caja	0.0436 cbm
Peso del producto	0.0006 kg
Peso de la caja	5.16 kg
EAN de la caja interna	4038917895040
EAN de la caja	4038917895057

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

