



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	70.3020.100
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 20 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, PCR Performance Tested, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette y Brand y modelos de similares características, 480 unidades/StackPack

### **Características del producto**

Graduación	sí
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette y Brand y modelos de similares características
Volumen de trabajo	20 µl
Filtro	no
Codificar color	gris

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen máx.	20 µl
Longitud del producto	46 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1920
Tipo de embalaje	StackPack
unidades / caja interna	1920
unidades / caja	1920
unidades / pallet	215040
Profundidad de la caja	290 mm
Ancho de la caja	216 mm
Altura de la caja	225 mm
Volumen de la caja	0.0141 cbm
Peso del producto	0.0005 kg
Peso de la caja	1.69 kg
EAN de la caja interna	4038917893978
EAN de la caja	4038917893985

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

