



### **Descripción del artículo**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Número de pedido         | 70.3020.275  |
| Descripción del artículo | Punta con filtro, volumen de trabajo: 20 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, Biosphere® plus, Low Retention, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette y Brand y modelos de similares características, 96 unidades/caja |

### **Características del producto**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Graduación         | sí   |
| Indicado para      | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette y Brand y modelos de similares características |
| Volumen de trabajo | 20 µl  |
| Filtro             | sí   |
| Codificar color    | gris   |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Punta con filtro, 20 µl, transparente, Biosphere® plus, Low Retention, 96 unidades/caja**

**Página 2**

**Dimensiones**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Volumen máx.          | 20 µl |
| Longitud del producto | 46 mm |

**Material y colores**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto    | transparente       |
| Material del filtro   | Polietileno (PE)   |

**Pureza y certificación**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificación CE      | CE                       |
| Estándar de pureza    | Biosphere® plus          |
| Esterilización        | Esterilización por gas   |
| Con lotes             | sí                       |

**Presentación**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Pedido mínimo              | 1920          |
| Tipo de embalaje           | caja          |
| unidades / caja interna    | 480           |
| unidades / caja            | 1920          |
| unidades / pallet          | 96000         |
| Profundidad caja interior  | 330 mm        |
| Ancho de la caja interior  | 111 mm        |
| Altura de la caja interior | 148 mm        |
| Profundidad de la caja     | 348 mm        |
| Ancho de la caja           | 325 mm        |
| Altura de la caja          | 245 mm        |
| Volumen de la caja         | 0.0277 cbm    |
| Peso del producto          | 0.0009 kg     |
| Peso de la caja            | 5.16 kg       |
| EAN de la caja interna     | 4038917894104 |
| EAN de la caja             | 4038917894111 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**