



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	70.3030
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 200 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, PCR Performance Tested, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit y Brand y modelos de similares características, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	sí
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit y Brand y modelos de similares características
Volumen de trabajo	200 µl
Filtro	no
Codificar color	amarillo
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen máx.	200 µl
Longitud del producto	51 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	10000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	10000
unidades / pallet	480000
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0315 cbm
Peso del producto	0.0003 kg
Peso de la caja	3.83 kg
EAN de la caja interna	4038917525947
EAN de la caja	4038917525930

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

