




Especificaciones del producto
Punta de pipeta, 200 µl, transparente, PCR
Performance Tested, 96 unidades/caja

Página 1



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido | 70.3030.200 |
| Descripción del artículo | Punta de pipeta, volumen de trabajo: 200 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, PCR Performance Tested, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit y Brand y modelos de similares características, 96 unidades/caja |

Características del producto

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graduación | sí |
| Indicado para | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit y Brand y modelos de similares características |
| Volumen de trabajo | 200 µl |
| Filtro | no |
| Codificar color | amarillo |
| Autoclavable (máx. °C) | 121 °C |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Punta de pipeta, 200 µl, transparente, PCR
Performance Tested, 96 unidades/caja

Página 2

Dimensiones

| | |
|-----------------------|--------|
| Volumen máx. | 200 µl |
| Longitud del producto | 51 mm |

Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | transparente |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificación CE | CE |
| Estándar de pureza | PCR Performance Tested |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|----------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 1920 |
| Tipo de embalaje | caja |
| unidades / caja interna | 480 |
| unidades / caja | 1920 |
| unidades / pallet | 96000 |
| Profundidad caja interior | 330 mm |
| Ancho de la caja interior | 111 mm |
| Altura de la caja interior | 148 mm |
| Profundidad de la caja | 348 mm |
| Ancho de la caja | 325 mm |
| Altura de la caja | 245 mm |
| Volumen de la caja | 0.0277 cbm |
| Peso del producto | 0.0011 kg |
| Peso de la caja | 5.16 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917847117 |
| EAN de la caja | 4038917847124 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT