



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	70.3030.285
Descripción del artículo	Punta con filtro, volumen de trabajo: 20 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, Biosphere® plus, Low Retention, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit y Brand y modelos de similares características, 96 unidades/caja

### **Características del producto**

Graduación	sí
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit y Brand y modelos de similares características
Volumen de trabajo	20 µl
Filtro	sí
Codificar color	amarillo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen máx.	20 µl
Longitud del producto	51 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material del filtro	Polietileno (PE)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	Biosphere® plus
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1920
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	480
unidades / caja	1920
unidades / pallet	96000
Profundidad caja interior	330 mm
Ancho de la caja interior	111 mm
Altura de la caja interior	148 mm
Profundidad de la caja	348 mm
Ancho de la caja	325 mm
Altura de la caja	245 mm
Volumen de la caja	0.0277 cbm
Peso del producto	0.0011 kg
Peso de la caja	5.16 kg
EAN de la caja interna	4038917846127
EAN de la caja	4038917846134

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

