



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 70.3031 |
| Descripción del artículo | Punta de pipeta, volumen de trabajo: 250 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, PCR Performance Tested, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit y Brand y modelos de similares características, 1.000 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|------------------------|--|
| Graduación | sí |
| Indicado para | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit y Brand y modelos de similares características |
| Volumen de trabajo | 250 µl |
| Filtro | no |
| Codificar color | amarillo |
| Autoclavable (máx. °C) | 121 °C |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

| | |
|-----------------------|--------|
| Volumen máx. | 250 µl |
| Longitud del producto | 51 mm |

Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | transparente |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificación CE | CE |
| Estándar de pureza | PCR Performance Tested |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 10000 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 1000 |
| unidades / caja | 10000 |
| unidades / pallet | 480000 |
| Profundidad de la caja | 388 mm |
| Ancho de la caja | 378 mm |
| Altura de la caja | 215 mm |
| Volumen de la caja | 0.0315 cbm |
| Peso del producto | 0.0003 kg |
| Peso de la caja | 3.39 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917526029 |
| EAN de la caja | 4038917526012 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

