



Descripción del artículo

Número de pedido	70.3031.100
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 250 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, PCR Performance Tested, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit y Brand y modelos de similares características, 480 unidades/StackPack

Características del producto

Graduación	sí
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit y Brand y modelos de similares características
Volumen de trabajo	250 µl
Filtro	no
Codificar color	amarillo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen máx.	250 µl
Longitud del producto	51 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1920
Tipo de embalaje	StackPack
unidades / caja interna	1920
unidades / caja	1920
unidades / pallet	291840
Profundidad de la caja	290 mm
Ancho de la caja	157 mm
Altura de la caja	225 mm
Volumen de la caja	0.0102 cbm
Peso del producto	0.0006 kg
Peso de la caja	1.69 kg
EAN de la caja interna	4038917796002
EAN de la caja	4038917845311

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

