



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	70.3031.375
Descripción del artículo	Punta con filtro, volumen de trabajo: 200 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, Biosphere® plus, Low Retention, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit y Brand y modelos de similares características, 96 unidades/SingleRefill

### **Características del producto**

Graduación	sí
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit y Brand y modelos de similares características
Volumen de trabajo	200 µl
Filtro	sí
Codificar color	amarillo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen máx.	200 µl
Longitud del producto	51 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material del filtro	Polietileno (PE)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	Biosphere® plus
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1920
Tipo de embalaje	SingleRefill
unidades / caja interna	480
unidades / caja	1920
unidades / pallet	115200
Profundidad caja interior	291 mm
Ancho de la caja interior	105 mm
Altura de la caja interior	148 mm
Profundidad de la caja	437 mm
Ancho de la caja	307 mm
Altura de la caja	170 mm
Volumen de la caja	0.0228 cbm
Peso del producto	0.0008 kg
Peso de la caja	5.16 kg
EAN de la caja interna	4038917845885
EAN de la caja	4038917845892

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

